


# ► Lattoflex-Thevo

Für Mobilität und Beweglichkeit



**lattoflex**<sup>®</sup>  
DAS BETT MIT RÜCKGRAT



„Die Lattoflex-Story zeugt vom Mut, immer wieder neue Wege zu gehen. Schon die Unternehmens-Gründer Karl und Anneliese Thomas hatten 1935 die Vision, eine bessere Welt für alle Menschen zu schaffen und dabei jeden Einzelnen in seiner Einzigartigkeit zu respektieren.

*Ein Bett gegen Rückenschmerzen – damit fing der weltweite Erfolg an.“*

**Boris Thomas, Inhaber und Geschäftsführer**

” *Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Erde. **Jeder ist einzigartig** mit seiner eigenen Geschichte, die den Unterschied macht.*

**Warum sollte ein Bett nicht genauso sein? ”**



## Ihr Schlaf liegt uns am Herzen

Jeder Mensch ist einzigartig. Darum schläft jeder Mensch auf seine ganz eigene Weise. Und in jeder Lebensphase anders.


Darüber wissen wir heute mehr als je zuvor. Dieses Wissen treibt uns voran. Denn wir bei Lattoflex möchten, dass Sie die neuesten Erkenntnisse der Schlaf- und Altersforschung sowie der Neurologie für sich zu Hause nutzen können. Jede Nacht. Für schmerzfreies, erholsames Schlafen – bis ins hohe Alter.

Zu wenig und nicht erholsamer Schlaf beschleunigt den Prozess des Alterns. Die Hormon-Produktion sinkt schneller ab als bei ausreichendem Schlaf. Und wie Mediziner wissen, ist ein intaktes Hormonsystem die beste Voraussetzung, um den Alterungsprozess zu verlangsamen.

Wir sind weit davon entfernt, den Schlüssel für ein Anti-Aging-Bett gefunden zu haben. Wenn es dieses aber jemals geben sollte, dann sind die bisher bekannten Einflussfaktoren bei Lattoflex-Thevo heute schon berücksichtigt und enthalten.

## Mit zunehmendem Alter werden Dinge wichtig, die in jungen Jahren kein Thema waren:

- Wie bleibe ich bis ins hohe Alter körperlich mobil und geistig fit?
- Was kann ich tun, um weiterhin aktiv am Leben teilzuhaben?
- Wie richte ich mich ein, um lange selbstbestimmt und ohne fremde Hilfe in der gewohnten Umgebung zu leben?
- Wie komme ich mit schwindenden Kräften und gesundheitlichen Einschränkungen zurecht?
- Wie finde ich tiefen und erholsamen Nacht-Schlaf?




**Dieter Tost**  
Lattoflex-Mitarbeiter  
seit 1983

**Dieter Tost:** „Ich habe gesehen und erlebt, wie meine Eltern alt geworden sind. Die haben sich nie etwas gegönnt. „Wir müssen sparen“, haben sie immer gesagt. Dabei hätten sie ihr Leben mit ihrem Geld in den letzten Jahren viel angenehmer gestalten können.

Das möchte ich meinen Kindern nicht zumuten. Deshalb nutze ich alle Möglichkeiten, um gesund und fit zu bleiben.“

# Das Rückgrat für Ihr Bett: Lattoflex-Thevo

► Schmerzfreies Liegen für ein selbstbestimmtes Leben



## Mit MiS Micro-Stimulation®: Kleine Ursache – große Wirkung

Aus Atmung und kleinsten Eigenbewegungen des Schlafenden erzeugen die MiS-Flügel stimulierende Gegenimpulse. Das sind feine motorische Reize, die das Gehirn über die Nervenbahnen mit wichtigen Signalen versorgen. Aus diesen Signalen konstruiert es ein dreidimensionales Modell – unser Körperbild.

Ohne diese Signale entsteht eine „Funkstille“. Das Gehirn verlernt die Kommunikation mit dem

Körper und kann Bewegungen nicht mehr richtig steuern. MiS Micro-Stimulation trainiert das Gehirn im Schlaf, hält körperlich mobil und geistig beweglich – schonend und natürlich.

Das merkt nicht nur der Schläfer, sondern auch seine Mitmenschen. Denn wer gut schläft, ist auch am Tag besser gelaunt, gelassener, belastbarer und aktiver.


# Training für Gehirn und Körper im Schlaf

Als Kontrollorgan und Schaltzentrale wacht unser Gehirn in jeder wachenden und schlafenden Sekunde über Sinneseindrücke und Bewegungen. Die Impulse der MiS Micro-Stimulation fördern und halten das Körperbewusstsein im Schlaf aufrecht und sorgen so für bessere Beweglichkeit, Gleichgewicht und klare Orientierung – auch in Phasen längerer Bettruhe. In der professionellen Pflege\* erzielt die MiS Micro-Stimulation verblüffende Erfolge, sogar

bei ausgeprägten Krankheitsbildern wie Demenz, Parkinson, Osteoporose, Rheuma oder in der Dekubitus-Prophylaxe. Entsprechend groß war die Nachfrage nach einer MiS-Lösung für Zuhause.

Das Ergebnis: Wohltuender, tiefer Schlaf, der Gesundheit und Mobilität fördern, Schmerzen verhindern und Heilungsprozesse unterstützen kann – bis ins hohe Alter.

\*Mehr dazu finden Sie unter: [igap.de/mis](http://igap.de/mis)



Das Lattoflex-Bettssystem wurde geprüft und empfohlen vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel:  
[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

## Hier steckt alles drin, was die Lattoflex-Federung so besonders macht und von allen herkömmlichen Betten unterscheidet:

- Sensible Flügelfedern auf ermüdungsfreien Glasfaser-Stäben decken die gesamte Liegefläche ab – unterstützen und geben Halt in jeder Schlaflage.
- Die flexiblen Seitenfederungen passen sich mühelos, selbst unterschiedlichsten Körpergewichten, und Körper-Konturen an.
- Individuelle Härtegrad-Einstellungen stützen gezielt dort, wo es nötig ist.
- Besonders geschätzt: Die automatisch druckentlastende Schulterzone in Seitenlage.
- Bis zu 5 individuelle Verstell-Funktionen für optimalen Sitz-, Liege- und Schlafkomfort – manuell oder motorisch, erweiterbar mit der Reflex-Funktion.

**lattoflex®**

# Lattoflex-Rahmen

## Lattoflex 900





Der Einstieg: Selbstverständlich mit der einzigartigen Lattoflex Schulter-Komfort-Zone und zahlreichen Optionen zur individuellen Körper- und Konturanpassung.

## Lattoflex 910



Zusätzlich zu Lattoflex 900:  
Die anatomisch korrekte Kopfteil-Verstellung zur Entlastung des Hals-Nackensbereichs. Besonders beliebt bei Rücken- und Seitenschläfern.

## Lattoflex 960



Zusätzlich zu Lattoflex 910:  
Die manuelle, 3-stufige Unterschenkel-Anhebung mit Knie-Knick-Funktion und 6-stufiger Rücken-Verstellung.

## Lattoflex 970



Zusätzlich zu Lattoflex 910:  
Durch einfache Gewichtsverlagerung bequem vom Liegen ins Sitzen kommen ohne das Bett zu verlassen, mit Gasdruckfeder-Unterstützung.

# Lattoflex-Motorrahmen

## Lattoflex 982 - 984

In der Motorrahmen-Serie **ohne Schiebefunktion** sind Modelle mit 2, 3, und 4 Motoren lieferbar.


Lattoflex 982 mit 2 Motoren wird mit einer sehr einfach zu bedienenden Kabelfernbedienung im neuen, schlanken Design ausgeliefert.

Lattoflex 983 mit 3 Motoren und 984 mit 4 Motoren sind über eine kabellose Funk-Fernbedienung steuerbar.

## Lattoflex 982 2 Motoren



## Lattoflex 983 3 Motoren



## Lattoflex 984 4 Motoren




Das Lattoflex-Bettssystem wurde geprüft und empfohlen vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel:  
[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

**lattoflex**<sup>®</sup>

# Lattoflex-Motorrahmen mit Schiebefunktion

Lattoflex 995  
5 Motoren



Komfort und Schlafgenuss der Luxusklasse!  
Alle Funktionen sind superbequem motorisch einstellbar:

Kopfteil-Verstellung, Rücken-Verstellung, Ober- und Unterschenkel-Verstellung und Körperschräglagerung. Sie werden es nie mehr missen wollen.


Die Lattoflex-Motorrahmen 992 bis 995 **mit Schiebefunktion** werden serienmäßig mit der intelligenten Funk-Fernbedienung ausgeliefert.

Dank der Schiebefunktion bleiben Nachttisch und Leselampe in bequemer Reichweite.






## Lattoflex 994-KS 4 Motoren




4 Motoren bewegen alle Funktionen, die dieses Modell zu bieten hat: das Kopfteil, die Oberschenkel, den Rücken und die Körperschräglagerung.

## Lattoflex 994-KU 4 Motoren



4 Motoren bewegen Kopf, Rücken, Oberschenkel und Unterschenkel – flüsterleise, einfach per Knopfdruck auf der Fernbedienung.

## Lattoflex 994-US 4 Motoren



Dies ist der universellste Komfortrahmen von Lattoflex mit 4 Motoren. Von den 5 Funktionen wird die Kopfteilverstellung manuell vorgenommen während die anderen (Rücken, Oberschenkel, Unterschenkel, Körperschräglagerung) motorisch über die Fernbedienung angesteuert werden.




Das Lattoflex-Bettssystem wurde geprüft und empfohlen vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel:  
[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)


**lattoflex®**

## Lattoflex 993-K 3 Motoren




Kopfteil, Rückenteil und Oberschenkel werden motorisch bewegt. Die Fernbedienung, die auch allen anderen Motorrahmen beiliegt, verfügt über 6 Speichertasten für Ihre Lieblingseinstellungen.

## Lattoflex 993-U 3 Motoren



Die 3 motorisch steuerbaren Funktionen sind die Rücken-, Oberschenkel- und Unterschenkel-Verstellung. Das Kopfteil wird bei diesem Modell von Hand eingestellt.


## Lattoflex 993-S 3 Motoren



Die Körperschräglagerung, die Oberschenkel-Verstellung und die Rückenaufrichtung werden über 3 Motoren bewegt. Das Kopfteil ist manuell verstellbar.

# Lattoflex 992

## 2 Motoren



2 Motoren bewegen die Rücken- und Oberschenkel-Verstellung für eine optimale Sitzposition. Speichern Sie Ihre 6 Lieblingseinstellungen auf der Fernbedienung und rufen Sie diese jederzeit millimetergenau wieder ab. Das Kopfteil wird von Hand eingestellt.



**Auf Wunsch:**  
Kabelhandschalter  
für Lattoflex 992 (ohne Aufpreis).  
Bei Bestellung bitte angeben.

## Option Reflex/Körperschräglagerung (nachrüstbar)

**Für alle Rahmen 900 bis 995 ab Baujahr 2013**  
Dieser Zubehörsatz stellt eine schräge Erhöhung des Rahmens entweder am Kopf- oder am Fußende her.

So ist eine Reflex-Lagerung oder eine Körperschräglagerung möglich. Kinderleicht und ohne Werkzeug zu montieren.

Reflux-Lagerung  
durch Montage der Erhöhung am Kopfende.

Körperschräglagerung  
durch Montage der Erhöhung am Fußende.



Das Lattoflex-Bettssystem wurde geprüft und empfohlen vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel:  
[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

# lattoflex®

# Matratze mit Rückgrat.

Weil es gut ist, den eigenen Weg zu gehen. ◀

Leichtes Handling:  
Beim regelmäßigen  
Drehen, Wenden und Beziehen.

Integrierte Schulterzone:  
Ermöglicht das körpergerechte  
Einsinken der Schulterpartie in  
Seitenlage.

Fester Randbalken  
15 cm je Seite

3-lagiger Aufbau  
Die kräftige Stützschiicht in der Mitte und die anpassungsfähigen  
Komfortlagen oben und unten sorgen für ein gut ausgestütztes,  
stabiles und kuscheliges Liegegefühl.

## 5 Gründe für Lattoflex-Thevo-Matratzen

- Der feste Randbalken gibt räumliche Orientierung beim Aufwachen und Halt und Sicherheit beim Ein- und Aussteigen.
- Matratzen-Kern und Bezug sorgen für eine perfekte Belüftung zur Verhinderung von Wärmestau auch bei längerem Liegen.
- Leicht abnehmbare Bezüge – waschbar, für mühelose Hygiene
- Ideale Übertragung der MiS Micro-Stimulations-Wirkung auf den Schläfer
- Stabiles, kuscheliges Liegegefühl in 3 Härtegraden




Alle Lattoflex-Matratzen sind geprüft nach Standard 100 by Oeko-Tex®.

Die damit zertifizierte humanökologische Unbedenklichkeit bezieht sich selbstverständlich auch auf die ClimaCell®-Matratzenkerne.

Gutes Klima:  
Extrem atmungsaktiv durch offenporigen  
ClimaCell®-Schaum.

3D-Belüftung:  
Für eine optimale Luftzirkulation und  
ein angenehmes Bettklima durch  
Belüftungskanäle in 3 Richtungen.  
Kein Wärmestau, keine Stockflecken.



## Den richtigen Matratzen-Härtegrad bestimmen

**Das beste Bett für Ihren Rücken muss auch beim Härtegrad der Matratze ganz individuell sein.**

Eine zu weiche Matratze ist genauso falsch wie eine zu harte. Nur die richtige Matratze lässt Ihre Wirbelsäule in der Seitenlage gerade liegen!

Ihre Lattoflex-Matratze richtet sich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen:

Ob eher **soft (H1)**, **medium (H2)**, **oder fest (H3)** hängt von Ihrem persönlichen Empfinden, Ihrer Körpergröße und Ihrem Körpergewicht ab.



Das Lattoflex-Bettssystem wurde geprüft und empfohlen vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel:  
[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

**lattoflex®**

## Die Grundauführung:



## Plus Premiumauflage:




## Ihre individuelle Matratze setzt sich zusammen aus:

Matratzenbezug (Wechselplatte 1) oben

Premiumauflage (optional)

Matratzenkern in 3 wählbaren Härtegraden mit festem Randbalken

Matratzenbezug (Wechselplatte 2) unten



Der Klimaborder wird in passender Höhe hinzugefügt.



## Matratze mit 16 cm Kern



- 2 Wechselplatten
- Klimaborder 16 cm
- Kern 16 cm mit festem Randbalken



## Matratze mit 21 cm Kern



- 2 Wechselplatten
- Klimaborder 16 cm
- Kern 16 cm mit festem Randbalken



- Klimaborder 5 cm
- Premiumkern 5 cm



Das Lattoflex-Bettsystem wurde geprüft und empfohlen vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen zum Gütesiegel: [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

# Lattoflex-Matratzenhüllen

## Matratze L/L



### Einfach, elastisch, anpassungsfähig

Waschbarer Bezug in schwerer 3-D Jersey-Qualität, sehr anschmiegsam und punktelastisch für höchste Körperanpassung.

## Matratze MS/MS



### Microtencel versteppt mit Schaum

Ein waschbarer, sehr engmaschig gestrickter Bezug, der die Wärme besonders gut speichert, versteppt mit Komfort-Polster PU-Schaum. Bestens geeignet, für Personen, die leicht frieren und für Hausstauballergiker.

## Matratze MW/MW



### Microtencel versteppt mit Wolle

Ein reinigungsfähiger Bezug, sehr engmaschig gestrickt, versteppt mit französischer Schurwolle. Die ideale Kombination für Naturfreunde und Schläfer, die gern warm und trocken schlafen, wie z. B. Rheumatiker.

# Lattoflex-Kissen

## Lattokiss



Dieses Kissen ist in Form und Stützkraft individuell einstellbar. Es stützt den Hals und entlastet die besonders empfindliche Halswirbelsäule.

## Traumfalter



Wir haben das klassische Format 80 x 80 cm zusammengeklappt und mit einem Reißverschluss fixiert. In diesem Zustand hat das Kissen das richtige Volumen. Und für die Unterstützung des Nackens werden wahlweise eine oder zwei Nackenrollen eingebunden.



Alle Lattoflex-Matratzen und -Nackenstützkissen sind geprüft nach Standard 100 by Oeko-Tex®. Die damit zertifizierte humanökologische Unbedenklichkeit bezieht sich selbstverständlich auch auf die ClimaCell®-Matratzenkerne und die Kissenfüllungen..

**lattoflex**®

